

家庭用 **エアマッサー** 器

フィジカルメドマー PM-8000 PAT.P

Physical
MEDOMER**6** 気室
もみ残し部位のない
オーバーラップ構造**今度のメドマー[®]は
色々できる!**

- 5月発売 ブーツMセット
- 10月頃発売 ブーツSセット
- 7月頃発売 パンツセット
- 発売予定 アームバンドセット

メンテナンス性を重視した設計

**独立エアバック**

ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能

洗える生地

エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます

**ファスナー交換ベルト****ファスナー交換ベルト**

ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換に対応

**強化ファスナー**

ファスナーサイズUPで耐久性UP

**進化したニップル**

差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに

設定時間 → 1分単位での設定が可能

圧力設定 → 2.0kPa~12kPa (15mmHg~90mmHg) までの6段階

マッサージモード → ウェーブ (揉み上げ方式)、スクイーズ (絞り上げ方式)、ハイパー (全室同時加圧方式)

メモリー 役立つプリセット機能 前回の設定を簡単に再現

**AC インレット**

コード断線の場合、本体を預けないで部品交換に対応

手軽に移動し、簡単セットアップ

わかりやすい操作パネルでスムーズにご利用いただけます。



背面に取付けフック付き
ベッドフレームに簡単取付け

低圧から設定可能
2.0kPa (15mmHg) ~

ブーツは6気室で
オーバーラップ構造

ブーツ内は6気室に分かれ、各エアバックがオーバーラップしています。もみ残し部位のないマッサージ効果を実現します。

ブーツ表面の生地は綿製で
やさしい感触



※エアバックのイラストはイメージです。



エアバックを簡単に取り外せる内側収納部

仕様

本体寸法	縦153 × 横354 × 奥行225mm
質量	5.7kg
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	48/41W (PSE), 38/35W (JIS)
待機電力	3/2.9W
定格時間	30分
運転時間設定範囲	1 ~ 30分
圧力調整範囲	2.0 ~ 12.0kPa (15 ~ 90mmHg) 6段階
加圧サイクル (圧力6kPa(45mmHg)の時)	ウェーブ 60秒、スクイズ 50秒、 ハイパー 30秒
ホース長さ	2.5m
使用環境温度	5 ~ 40℃



▲ 使用上の注意 「フィジカルメドマー」を使用する場合、以下の点に注意してください。

▲ 警告

- 次の人は、本機の使用を禁止します。
 1. 医師からマッサージを禁じられている人 (例：血栓(塞栓)症、重度の動脈けう(瘤)、急性静脈けう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
 2. 発症後6ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、もしくはその恐れのある場合。 ※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、立ち回ったりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。
 3. 装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合。
- 本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。事故の原因になります。

▲ 注意

- 次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。症状や病因によっては使用に適さない場合があります。
 1. ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み形医用電気機器を使用している人
 2. 心臓に障害がある人
 3. 高血圧症と診断されている人
 4. 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
 5. 糖尿病の人
 6. 体温38℃以上(有熱期)の人
 7. 骨粗しょう(軽)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(痔)痛性]疾患の人
 8. 妊娠初期の不安定期または、出産直後の人
 9. 安静を必要とする人
 10. 特に身体に異常を感じている人
 11. 皮膚の弱い人
 12. 施療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
 13. 施療部位に骨折、脱ぎゅう、肉ばなれ、ねんざ、創傷のある人
 14. 上記以外の疾患で医師の治療を受けている人
 15. 自覚症状の意思表示ができない人
 16. 本機の使用によりかえって疼痛が増す人
 17. 本機を使用しても症状の改善が見られない人
- 通常、圧力設定は6.0kPa以下でご使用ください。特にお肌の弱い方は、圧迫痕が残ることがあります。

◆ ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、安全にご使用ください。 ◆ 本カタログに記載の仕様および内容は2010年4月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご寿命は:

販売元 **メド産業株式会社**

本社 〒146-0081 東京都大田区仲池上2-9-4
TEL 03(5748)5521(代表) FAX 03(3754)0258
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北 2-10-10
TEL 06(6976)3271(代表) FAX 06(6976)3841

製造販売元 **日東工器株式会社**

製品に関する様々な情報をご案内しております。
www.medo.co.jp/
eメールアドレス: sales@medo.co.jp

(お客様ご相談窓口)メド産業株式会社
フリーダイヤル **0120-265521**
受付時間: AM9:00~PM5:00(月~金)



※本カタログの無断複写を固くお断りします。



●この印刷物は環境に配慮して、植物性大豆油インキを使用しています。